

Verschlussanleitung



Drücken Sie langsam die gegenüberliegenden Ecken des Deckels fest an.



Drücken Sie nacheinander kurz auf jeden Haken an den beiden Längsseiten des Deckels, beginnend mit dem Haken, der Ihnen am nächsten ist.



Drücken Sie anschließend nacheinander auf jeden Haken an den beiden kürzeren Seiten des Deckels.

! Kontrollieren Sie abschließend, ob jeder Haken verschlossen ist!

Fragen zu unseren medizinischen Abfallbehältern?

Wir helfen gern und beraten Sie persönlich. Wenden Sie sich einfach telefonisch oder per E-Mail an unseren Innendienst.

T +49 2306 106-8691 medison.vertrieb@remondis.de

